



INSTRUÇÕES DE USO

EKTALM

GOTAS OCULARES

À base de ectoína 2% e hialuronato de sódio 0,1%
sem conservantes em doses únicas de 0,5 ml

INDICAÇÕES

EktalM é um dispositivo médico para uso oftálmico, constituído por uma solução hipotónica estéril com pH fisiológico, sem conservantes, à base de ectoína e hialuronato de sódio.

A ectoína é uma molécula natural capaz de proteger os tecidos oculares dos danos externos, nomeadamente das radiações ultravioletas ou da luz azul artificial emitida pelos ecrãs de vídeo. Graças à sua ação antioxidante contra os radicais livres, inibe as lesões foto-oxidativas das proteínas e dos lípidos, reduz a libertação de mediadores de stress e favorece a produção de substâncias protetoras. Estabiliza igualmente a camada lipídica da película lacrimal, responsável pelo controlo da sua evaporação.

O hialuronato de sódio, um polímero altamente biocompatível, repõe a camada aquosa da película lacrimal graças ao seu efeito hidratante. Em conjunto, o hialuronato de sódio e a ectoína estabilizam a superfície ocular, mantendo uma elevada concentração de água e prevenindo a síndrome do olho seco.




EktalM é indicado para proteger, estabilizar e hidratar a superfície ocular em todos os casos de:

- Foto-exposição dos olhos à luz solar, à beira-mar, na montanha ou mesmo diariamente ao ar livre;
- Utilização prolongada de fontes de luz artificial (computador, tablet, telemóvel, televisão);
- Stress oftálmico causado por condições ambientais extremas, como salinidade elevada, alterações de temperatura, ambiente seco.

EktalM pode ser instilado antes da aplicação e durante a utilização de lentes de contacto para melhorar a aplicação e o conforto.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Abrir a bolsa de proteção de alumínio.
2. Limpar cuidadosamente as mãos antes da utilização.
3. Separar o frasco de dose única da tira e abri-lo rodando a tampa.
4. Pressionar, suavemente, o frasco de dose única e instilar (aplicar) 1-2 gotas por olho.
5. Depois da instilação (aplicação), fechar o frasco e reutilizar a solução residual no prazo de 12 horas.
6. Guardar os frascos não utilizados na embalagem original.
7. O produto destina-se a um único doente para evitar possíveis contaminações.
8. O produto pode ser utilizado com lentes de contacto.



FREQUÊNCIA DE USO:

Instilar (aplicar) 1-2 gotas por olho, 1-2 vezes por dia ou de acordo com a indicação do médico.



COMPOSIÇÃO:

Ectoína 2%, hialuronato de sódio 0,1%, cloreto de sódio, fosfato de sódio monobásico mono-hidratado, fosfato de sódio dibásico anidro, água purificada.

EMBALAGENS:

A caixa é composta por 2 bolsas de alumínio, cada uma contendo uma tira de 5 frascos para dose única. Cada frasco de dose única é preenchido com 0,5 ml e pode ser fechado novamente.

AVISOS:

- O produto é apenas para uso oftálmico, não ingerir ou usar de outra forma que não a indicação de uso.
- Uma vez aberto, o frasco de dose única pode ser fechado novamente com a sua tampa e a solução residual pode ser reutilizada dentro de 12 horas para evitar uma possível contaminação do produto.
- Manter fora da vista e do alcance das crianças.
- Durante a instilação (aplicação), não tocar nos olhos ou noutras superfícies com o bocal do frasco de dose única.
- Não utilizar o produto em caso de incompatibilidade conhecida, mesmo com um único componente da fórmula.
- Se necessário, verifique com o seu oftalmologista a compatibilidade com o uso de lentes de contacto.
- Em caso de reação indesejável durante a utilização, suspender o tratamento e consultar o seu médico ou farmacêutico.
- Consulte o seu médico para uso durante a gravidez, lactação e para crianças.
- O tratamento com medicamentos oftálmicos ou outros dispositivos médicos oftálmicos deve ser efetuado sob a supervisão de um médico que possa avaliar possíveis interações.
- Em caso de comprometimento da superfície ocular ou danos na córnea, consulte o seu médico.
- Não usar o produto depois de ter passado o prazo de validade indicado na embalagem.
- Em caso de reclamações ou incidentes graves relacionados com o dispositivo, deve ser comunicado o incidente ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador está localizado, para fornecer mais informações sobre a segurança deste dispositivo médico.

VALIDADE:

36 meses com a embalagem intacta.



Enable Innovations S. r. l., Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Itália



VISUM PHARM, Lda, Rua Drº António Cândido Nº 10 2º Andar, Lisboa, Portugal
Correio eletrónico: info@visuspharm.com

Rev.02 janeiro 2025

